

Sicher durch die Krise



High Quality!



1.599,-*

- ▶ Be- und Entlüftung in jeder Schrankebene, optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsabsperklappen.
- ▶ Türen mit serienmäßig integrierter Feststellanlage, Gebinde können so mit beiden Händen eingestellt und entnommen werden. Im Brandfall wird über Thermoelement automatisch die Türschließung eingeleitet.
- ▶ Ergonomische Schlossanordnung in Griffhöhe und integrierter schließanlagenfähiger Schließzylinder in der Tür.
- ▶ Serienmäßig Potentialausgleichslaschen auf dem Schrankdach für den Anschluss an die Erdung nach BGR 132 (Vermeidung von Zündgefahren). Die Innenausstattung ist leitend mit den Potentialausgleichslaschen verbunden.

CLASSIC M - Industrie 1 mit:

3 Wannenböden und 1 Bodenauffangwanne

Bestell-Nr.

- Innenausstattung Stahlblech

29-200661-001

Zubehör	Material	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Bestell-Nr.
- Wannenboden	Stahlblech	490	430	35	29-80660-114
- Entlüftungsaufsatz		250	318	352	2.00.339
- Red-Box					2.233.04

Geprüfte Sicherheit auf hohem Niveau inklusive:

- Baumusterprüfung des Sicherheitschranks nach DIN EN 14470-1 durch anerkannte Prüfinstitute (TÜV Süd, iBMB Braunschweig).
- TÜV-geprüft nach DIN EN 14727 (Labormöbelnorm).
- Klassifizierung Typ 90 gemäß DIN EN 14470-1.
- GS-/CE-Zeichen.

Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus RAL 7035 - lichtgrau und Flügeltür RAL 7012 - basaltgrau.
- Innenkorpus aus hochwertigen Dekorplatten.

Inneneinrichtung:

- Bodenwanne und Wannenböden in Stahlblech gepulvert.

Abluftsystem 2.00.339:

- Anschluss 230 V/50 Hz .
- Geräuschpegel Lp5A 3m/34 db(A)

Abmessungen/Gewicht

	Außen	Innen
Breite in mm	595	499
Tiefe in mm	595	446
Höhe in mm	1995	1830
Gewicht in kg	286	



455,-*

Abluftsystem

zur Vermeidung von explosionsgefährdeten Bereichen im Arbeitsraum.



39,-*

Red-Box

zur sicheren Aufbewahrung von Dokumenten direkt am Einsatzort.

Einfach bestellen unter

+ 49 6027 403-0

* Preise frei Haus. Bei Lieferung frei Verwendungsstelle berechnen wir einen Aufpreis in Höhe von 55,00 EUR. Alle Preise in EUR zzgl. gesetzl. MwSt. nur gültig innerhalb Deutschland.